

## Hotplate, 7.5" x 7.5"



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H4000-H-E | **Benchmark** | Herstellernummer: H4000-H-E

**331,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

**Temperatur Bereich:** 80 bis 380°C  
**Drehzahlbereich:** 60 bis 1500 U/min  
**Plattformabmessungen:** 180 x 180 mm  
**Betriebstemperatur. Bereich:** +4 bis +65°C  
**Max. Rührkapazität:** 3,5 Liter  
**Abmessungen (B x T x H):** 20 x 23 x 11,5 cm  
**Gewicht:** 4 kg  
**Stromversorgung:** 120 V 60 Hz oder 230 V 50 Hz; 500 W  
**Garantie:** 2 Jahre

### Beschreibung

**Heizfunktion:** ja  
**Kategorie:** Heizplatte  
**Max. Kapazität:** 15 l  
**Oberfläche:** Keramik  
**Plattform Durchmesser:** bis 180 mm  
**Verpackung:** 1 Stück

Benchmark-Heizrührer / Magner-Heizrührer sind mit einer besonders haltbaren, chemikalienbeständigen weißen Keramikoberfläche ausgestattet. Ihr platzsparendes Design (8 x 9 Zoll Grundfläche) sind sie ideal für den Einsatz auf beengten Arbeitsflächen und in Bioabzügen. Die moderne Mikroprozessorsteuerung mit praktischen Drehknöpfen ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung und Aufrechterhaltung von Geschwindigkeit und Temperatur. Sicherheits-LEDs auf der Vorderseite zeigen an, wenn die Heiz- und/oder Rührfunktionen aktiviert wurden. Mit einer quadratischen Arbeitsfläche von 7,1 Zoll sind alle drei Modelle mit einer Vielzahl gängiger Größen von Bechergläsern, Kolben, Flaschen und anderen Gefäßen aus Borosilikatglas kompatibel.