

TubeRocker Compact Rocker

with grooved mat for tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 55M2100-E | **Benchmark** | Herstellernummer: M2100-E

471,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Tubes

Bewegung: 2D

Verpackung: 1 Stück

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Fix, 20 rpm
- **Neigungswinkel:** +/- 30°
- **Abmessungen Plattform:** 30 x 11,4 cm
- **Kapazität:** 2,3 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis 45 °C
- **Abmessungen:** 33,6 x 13,5 x 10 cm
- **Gewicht:** 1,8 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W