

## TubeRoller with 10 rollers



1 Stück



Artikel-Nr.: 55R3010-E | **Benchmark** | Herstellernummer: R3010-E

**1.773,00 € \***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Anzahl der Rollen: 10

Verpackung: 1 Stück

#### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 2 bis 80 rpm
- **Bewegung:** Gleichzeitiges Rollen und Neigen (+5°)
- **Temperatur:** +4 °C bis +40 °C
- **Einzelrollenabmessung:** 3 x 32 cm
- **Für Gefäße:** 8 mm bis 200 mm Durchmesser
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W
- **Rollenanzahl:** 10
- **Abmessung:** 45 x 36 x 9 cm
- **Gewicht:** 8 kg

#### Kapazität

12 x 75 mm Tubes: 26 Stück

16 x 100 mm Tubes: 18 Stück

16 x 125 mm Tubes: 18 Stück

15 ml Schraubdeckel-Gefäße: 18 Stück

50 ml Schraubdeckel-Gefäße: 18 Stück

850 cm<sup>2</sup> Roller Bottle: 2 Stück