

Accuris Precision Balance, 3200 g



1 Stück

Artikel-Nr.: 55W3200-3200-E | **Benchmark** | Herstellernummer: W3200-3200-E

1.345,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Auflösung: 0.01 g
Kalibrierung: Extern
Verpackung: 1 Stück
Wägebereich: bis 3200 g

Laborwaage, Präzisionswaage
Model 55W3200-120

Die Daten:

- Messbereich: bis 120 g
- Ablesegenauigkeit: 0.001 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: ja, Glas
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD
- Außenmaße: 20.5 x 35 x 9 cm