

Accuris Precision Balance, 5000 g



1 Stück

Artikel-Nr.: 55W3200-5K-E | **Benchmark** | Herstellernummer: W3200-5K-E

1.854,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 0.01 g

Kalibrierung: Extern

Verpackung: 1 Stück

Wägebereich: bis 5000 g

Laborwaage, Präzisionswaage

Model 55W3200-120

Die Daten:

- Messbereich: bis 120 g
- Ablesegenauigkeit: 0.001 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: ja, Glas
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD
- Außenmaße: 20.5 x 35 x 9 cm