

Finnpipette, 1-Kanal, F2, 0.2 - 2 µl, µ Tip

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651200 | Thermo

358,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finn timer F2

Pipettenvolumen: bis 2 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

- **Große Ergovisio-Anzeige** mit weißen Zahlen auf schwarzem Grund für gute Ablesbarkeit
- **Multifunktionaler Pipettierknopf** verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
- **Super-Blow-Out-Kolben** mit einem Volumen von 50 µl und weniger gewährleistet die Abgabe kleinster Tropfen
- **Vollständig autoklavierbar** für die zuverlässige Kontaminationsprävention
- **Platz für persönliche Benutzerkennung** zur individuellen Kennzeichnung durch den Anwender; Pipetten werden mit leeren Etiketten geliefert

Ergonomie

- **Extrem leichter** und sanfter Kolben verringert das RSI-Risiko
- **Leichte Bauweise** ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Pipettieren
- **Soft-Touch-Spitzenabwurf** verringert die zum Abwerfen der Spitze erforderliche Kraft um bis zu 50 %
- **Griffige Fingerstütze** für komfortables Pipettieren