

Finnpipette, 1-Kanal, F2, 5 - 50 µl, µ Tip

Farbcodiert = Türkis, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651206 | Thermo

357,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F2

Pipettenvolumen: bis 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen