

Finnpipette, 1-Kanal, F2, 20 - 200 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651209 | Thermo

357,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F2

Pipettenvolumen: bis 200 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen