

Finnpipette, 8-Kanal, F2, 30 - 300 µl

Farbcode = Orange, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651217 | Thermo

989,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finn timer F2

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen