

Finnpipette, 12-Kanal, F2, 5 - 50 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651219 | Thermo

1.121,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F2

Pipettenvolumen: bis 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen