

Finnpipette, 16-Kanal, F2, 5 - 50 µl

Farbcodiert = Türkis, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen, Finntip 50

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651223 | Thermo

1.200,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F2

Pipettenvolumen: bis 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen