

F1-ClipTip GLP Kit 1 (3 Clip Tip Pipetten)

inkl. 3 ClipTip Pipetten 1-10, 10-100, 100-1000 µl

F-Serie Ständer, 3 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651140 | Thermo

743,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Enthält

- F1-ClipTip 1-10 µl Einkanal
- F1-ClipTip 10-100 µl Einkanal
- F1-ClipTip 100-1.000 µl Einkanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 1.000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung