

F1-ClipTip GLP Kit 2 (4 Clip Tip Pipetten)

inkl. 1 x 1K20 µl, 1K200 µl, 1K1000 µl, 8K300 µl

F-Serie Ständer, 4 Rack Spitzen, 3 Reservoirs

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651141 | Thermo

1.186,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

- F1-ClipTip 2-20 µl Einkanal
- F1-ClipTip 20-200 µl Einkanal
- F1-ClipTip 100-1.000 µl Einkanal
- F1-ClipTip 30-300 µl 8-Kanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 300 Rack
- ClipTip 1.000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung