

Hinged CryoBox, green, with LN2 drain holes

81er Cryo Lagerboxen, wasserfest, 1 & 2 ml Tubes

13.3 x 13.3 x 5.1 cm

biocision

5 Stück

Artikel-Nr.: 210720 | **BioCision** | Herstellernummer: BCS-217G



38,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: grün

Für Kryolagerung: Gasphase N2

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 81

Verpackung: 5 Stück