

Hinged CryoBox, green

81er Cryo Lagerboxen, wasserfest, für 5 ml Tubes

13.3 x 13.3 x 9.2 cm

biocision



6 Stück

Artikel-Nr.: 210728 | **BioCision** | Herstellernummer: BCS-215G

55,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: grün

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 5.0 ml cryo

Stellplätze: 81

Verpackung: 6 Stück