

E1-ClipTip 1-Pos Charge Stand

für E1 Clip Tip Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC



Ladeständer ohne Pipette

1 Stück

Artikel-Nr.: 677010 | Thermo

307,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Für: E1 Clip Tip

Kategorie: Pipettenzubehör

Plätze: 1

Produkttyp: Ständer

Verpackung: 1 Stück

Ladestation für elektronische E1-ClipTip Pipetten