

E1-ClipTip, 1-Kanal, 0.5-12.5 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Pink

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665000 | Thermo

855,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 12.5 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Thermo Scientific E1-ClipTip Elektronische Einkanalpipetten

Elektronischer Spitzenabwurf, Zeigefingerbedienung sowie die Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie machen die Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronischen Einkanalpipetten zur optimalen Wahl für sich häufig wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen- oder Teströhrchen.

Innovatives ClipTip Spitzensystem

- Spitzen schließen sicher und dicht - einmal aufgenommen, bleiben sie fest an der Pipette und können nicht abfallen
- Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision
- Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein

Äußerst anwenderfreundlich – auch bei mehreren Nutzern

- Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz erhöhen die Anwenderfreundlichkeit und die Sicherheit
- Elektronische Funktionen für anwenderfreundliches Pipettieren
- Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Pipettierbedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.

Optimale Einstellungen für jede Anwendung – programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

MyPipette™: Effizienteres Pipettieren mit einem Klick – passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält

Speichern Sie bis zu 20 Programme - Ihre am häufigsten verwendeten Protokolle können Sie unter einem selbstgewählten Namen ablegen

Eine Pipette für vielfältige Applikationen - wählen Sie zwischen Einkanal-Pipetten, 8- bis 16-Kanal-Mehrkanalpipetten oder 6- bis 12-Kanal-Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen im Volumenbereich von 0,5 bis 1.250 µl

Erinnerungsfunktion für Service und Kalibrierung - weist Sie darauf hin, wenn die Pipette neu kalibriert oder für eine Wartung eingeschendet werden muss

Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung – sorgt für Ergebnisse in höherer Qualität

Lithium-Ionen Batterie - lang anhaltende Leistung und schnelles Aufladen

Flexibles Aufladen – nutzen Sie entweder den Pipettenständer oder einfach nur ein praktisches Kabel zum Aufladen

2 Jahre Gewährleistung – mit einfacher Online-Registrierung