

E1-ClipTip, 1-Kanal, 15 - 1250 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Türkis

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665003 | Thermo

916,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 1250 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen