

E1-ClipTip, 8-Kanal, 10-300 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Orange

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 665012 | Thermo

1.469,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen