

E1-ClipTip, 12-Kanal, 2-125 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Gelb

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 665021 | Thermo

1.684,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 125 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen