

E1-ClipTip, 16-Kanal, 0.5-12.5 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Pink

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 665030 | Thermo

1.887,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 12.5 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen