

E1- ClipTip Equalizer 8-Kanal 2-125 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Gelb

CE IVD zertifiziert



1 Stück

Artikel-Nr.: 665036 | Thermo

1.960,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip Equalizer

Pipettenvolumen: bis 125 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen