

## E1- ClipTip Equalizer 8-Kanal 10-300 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Orange

CE IVD zertifiziert

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 665037 | Thermo

**1.960,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kanäle:** 8-Kanal

**Kategorie:** Pipette

**Marke:** E1-ClipTip Equalizer

**Pipettenvolumen:** bis 300 µl

**Produkteigenschaft:** elektronisch

**Verpackung:** 1 Stück

**Volumeneigenschaft:** variables Volumen