

E1- ClipTip Equalizer 384 8-Kanal 1-30 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Lila 384er

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665041 | Thermo

1.903,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip Equalizer

Pipettenvolumen: bis 30 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Thermo Scientific E1-ClipTip Elektronische Equalizer Mehrkanalpipetten

Die Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Pipetten ermöglichen schnellen und effektiven Probentransfer zwischen praktisch allen Röhrcchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen. Der Abstand zwischen den Spitzen lässt sich ganz einfach durch Verschieben der Skala bis zur gewünschten Einstellung an Ihre Anwendung und Ihre Probenformat anpassen.

Innovatives ClipTip Spitzensystem

- Spitzen schließen sicher und dicht - einmal aufgenommen, bleiben sie fest an der Pipette und können nicht abfallen
- Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision
- Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein

Die perfekte Wahl für Probentransfers zwischen verschiedenen Laborartikelformaten – einfach verstellbare Spitzenabstände ermöglichen weniger Wiederholungen bei mehreren Applikationen.

Äußerst anwenderfreundlich – auch bei mehreren Nutzern

- Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz erhöhen die Anwenderfreundlichkeit und die Sicherheit
- Elektronische Funktionen für anwenderfreundliches Pipettieren
- Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Pipettierbedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Optimale Einstellungen für jede Anwendung – programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen

MyPipette™: Effizienteres Pipettieren mit einem Klick – passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält

Speichern Sie bis zu 20 Programme - Ihre am häufigsten verwendeten Protokolle können Sie unter einem selbstgewählten Namen ablegen

Eine Pipette für vielfältige Applikationen - wählen Sie zwischen Einkanal-Pipetten, 8- bis 16-Kanal-Mehrkanalpipetten oder 6- bis 12-Kanal-Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen im Volumenbereich von 0,5 bis 1.250 µl

Erinnerungsfunktion für Service und Kalibrierung - weist Sie darauf hin, wenn die Pipette neu kalibriert oder für eine Wartung eingeschickt werden muss

Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung – sorgt für Ergebnisse in höherer Qualität

Lithium-Ionen Batterie - lang anhaltende Leistung und schnelles Aufladen

Flexibles Aufladen – nutzen Sie entweder den Pipettenständer oder einfach nur ein praktisches Kabel zum Aufladen

2 Jahre Gewährleistung – mit einfacher Online-Registrierung