

Finnpipette GLP F1 Kit 1 (3 F1 Pipetten 1-1000)

inkl. 3 F1 Pipetten 1-10, 10-100, 100-1000µl
F-Serie Ständer, 3 Rack Spitzen, 3 Reservoirs

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651180 | Thermo

867,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Finn timer F1

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Finn timer™ F1 GLP Kits

Das Thermo Scientific Finn timer F1 GLP Kit enthält die moderne Finn timer F1 zusammen mit allem, was zum Pipettieren erforderlich ist.

Alle neuen Thermo Scientific Finn timer F1 GLP Kit (Good Laboratory Pipetting) bieten höchste Reinheit, Leistung und Präzision der neuen Finn timer F1. Bei den F1 Pipetten sorgen die drehbare Fingerstütze und die antimikrobielle Oberfläche für mehr Anwenderkomfort.

Die Finn timer F1 ist mit antimikrobieller Oberfläche und verstellbarem Pipettierknopf ausgestattet. Jedes Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren nach GLP-Standards brauchen.

□

- Drehbare Fingerstütze für erhöhte Ergonomie und besseren Komfort
- Verstellbarer Pipettierknopf für einfache und sichere Volumeneinstellung
- Antimikrobielle Oberfläche für höhere Sicherheit
- Großes, gut ablesbares Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen
- Soft-Touch-Spitzenabwurf für leichten und mühelosen Spitzenabwurf

Kit 1 enthält:

- 3 Thermo Scientific Finn timer Pipetten von 1 bis 1.000 µl:
- Finn timer F1, 1 bis 10 µl
- Finn timer F1, 10 bis 100 µl
- Finn timer F1, 100 bis 1.000 µl
- Finntip Flex Spitzen: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1.000, 1 x 96
- F-Halterung: F1 Stift; F1 Broschüre

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- „Good Laboratory Pipetting“-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopakete
- USB-Stick