

OneRack 13/72 , weiß

72 x 13 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=104x202x59 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732510 | Biozym

268,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 13 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 72

Verpackung: Packung à 8 Stück