

## OneRack 16/72, weiß

72 x 16 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=127x250x70 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732515 | Biozym

**268,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 16 mm

**Farbe:** weiß

**Stellplätze:** 72

**Verpackung:** Packung à 8 Stück