

## OneRack 20/40, weiß

40 x 20 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=100x252x83 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732520 | Biozym

**268,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 20 mm

**Farbe:** weiß

**Stellplätze:** 40

**Verpackung:** Packung à 8 Stück