

OneRack 20/40, weiß

40 x 20 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=100x252x83 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732520 | Biozym

268,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 20 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 40

Verpackung: Packung à 8 Stück