

OneRack 25/40, weiß

40 x 25 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=120x300x92 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732525 | Biozym

299,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 25 mM

Farbe: weiß

Stellplätze: 40

Verpackung: Packung à 8 Stück