

OneRack 30/24, weiß

24 x 30 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=110x282x85 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732530 | Biozym

299,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 30 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 24

Verpackung: Packung à 8 Stück