

## UV Sterilization Cabinet mit Timer, 4 UV Röhren und Weißlicht, ohne Tray



1 Stück

Artikel-Nr.: 616000 | Biozym

**2.483,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Inkl. 4 zeitgesteuerter UV-Lampen und Weißlicht

**Format:** 77 x 56 x 42 cm (HxBxT)

**Kategorie:** PCR-Vorbereitung

**Produkttyp:** UV-PCR Hood

**Verpackung:** 1 Stück

#### UV Sterilization Cabinet mit Timer, PCR-Hood

##### Vorteile:

- Inaktiviert Nukleinsäuren innerhalb von 5 - 30 Minuten
- Türen mit Sicherheitsschaltern ausgestattet
- Komplette mit 4 leistungsstarke, zeitgesteuerte UV-Lampen
- Effiziente Dekontamination der gesamten Arbeitsfläche

##### Technische Daten:

- UV Röhren: 4 x 15 Watt
- Weißlicht: 15 Watt
- Maße (HxBxT): 770 x 560 x 420 mm
- Gewicht: 19 kg