

OneRack half 13/36, weiß

36 x 13 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=104x104x59 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732540 | Biozym

181,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 13 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 36

Verpackung: Packung à 8 Stück