

OneRack half 16/36, weiß

36 x 16 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=127x127x70 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732545 | Biozym

189,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 16 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 36

Verpackung: Packung à 8 Stück