


OneRack half 20/20, weiß

20 x 20 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=100x127x83 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732550 | Biozym

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 20 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 20

Verpackung: Packung à 8 Stück