


OneRack half 25/16, weiß

16 x 25 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=120x122x92 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732555 | Biozym

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 25 mM

Farbe: weiß

Stellplätze: 16

Verpackung: Packung à 8 Stück