


OneRack half 30/9, weiß

9 x 30 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=110x110x85 mm



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732560 | Biozym

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 30 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 9

Verpackung: Packung à 8 Stück