

OneRack 13/72, weiß

72 x 13 mm Gefäße, Material PP

LxBxH = 104x202x59 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732570 | Biozym

178,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 13 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 72

Verpackung: Packung à 8 Stück