

LabRack 20/40, weiß

40 x 20 mm Gefäße, Material PP, autoklavierbar

LxBxH = 245 x 108 x 72 mm



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 732600 | Biozym

105,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 21 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 40

Verpackung: Packung à 5 Stück

LabRacks sind einfach selbst zu montieren, und bei Nicht Gebrauch wieder einfach zusammenfaltbar und platzsparend zu lagern.

Das ökonomische, haltbares Rack aus Polypropylen-Racks wird flach in einem Stück geliefert. Mit seinem stabiles und robusten Design kann es in Wasserbädern verwendet werden. Die offene Gestaltung ermöglicht die problemlose Inkubation von Proben.