

PoP uP Rack Combi 15 und 50 ml, blau

21 x 5 bzw. 15 ml und 12 x 50 ml Gefäße
LxBxH = 255 x 137 x 72 mm (21 mm eingeklappt)



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732605 | Biozym

49,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: blau

Gefäßgröße: 15 ml, 50 ml

Stellplätze: 12, 21

Verpackung: Packung à 2 Stück