

PoP uP Rack 15 ml, violett

45 x 5 ml/15 ml Gefäßen

LxBxH = 255 x 137 x 72 mm (21 mm eingeklappt)



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732607 | Biozym

49,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: violett

Gefäßgröße: 15.0 ml

Stellplätze: 45

Verpackung: Packung à 2 Stück