

PoP uP Rack 50 ml, grün

18 x 50 ml Gefäßen

LxBxH = 255 x 137 x 72 mm (21 mm eingeklappt)



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732608 | Biozym

49,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: grün

Gefäßgröße: 50 ml

Stellplätze: 18

Verpackung: Packung à 2 Stück