

**Stift Rack 14-17 mm, weiß**  
50 Stifte x 14 - 17 mm Gefäße sowie Platten  
LxBxH = 188 x 104 x 69 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732610 | Biozym

**36,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 14-17 mm

**Farbe:** weiß

**Stellplätze:** 50

**Verpackung:** Packung à 2 Stück