

Stift Rack 10-13 mm, weiß

96 Stifte x 10 - 13 mm Gefäße sowie Platten

LxBxH = 82 x 126 x 69 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732612 | Biozym

40,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 10-13 mm

Farbe: weiß

Stellplätze: 96

Verpackung: Packung à 2 Stück