

## Draht Rack, blau, 8 x 30 mm Öffnungen

8 Stellplätze, z.B 50 ml CT's, autoklavierbar

LxBxH = 147 x 80 x 89 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 732639 | Biozym

**47,30 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 30 mm

**Farbe:** blau

**Stellplätze:** 8

**Verpackung:** 1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells