


Draht Rack, blau, 80 x 20 mm Öffnungen

80 Stellplätze für z.B. 15 ml CT's, autoklavierbar

LxBxH = 241 x 194 x 79 mm



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 732642 | Biozym

74,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 20 mm

Farbe: blau

Gefäßgröße: 5.0 ml, 10.0 ml, 15.0 ml, 50.0 ml

Stellplätze: 80

Verpackung: Packung à 1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells