

## 50 ml Tube Ständer, farblich gemischt

für konische 50 ml Tubes, zusammensteckbar

83 x 70 x 67 mm, autoklavierbar



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 732650 | Biozym

**62,30 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Farbe:** gemischt

**Gefäßgröße:** 50 ml

**Stellplätze:** 1

**Verpackung:** Packung à 5 Stück