

Wandhalter mit verstellbaren Abständen

für Handschuhboxen u. andere Boxen, inkl. Schrauben

152 x 762 x 76 mm (B x H x T)



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743335 | Biozym

242,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

Handschuhboxenhalter ideal für Handschuhe, Gesichtsmasken, Schuhüberzüge und mehr

Die verstellbaren Haltepunkte bieten echte Flexibilität, um bis zu vier verschiedene verpackte Schutzprodukte und andere Laborutensilien zu halten (größenabhängig)

- Ideal für die Aufbewahrung von Handschuhen, Moppkappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken und Schuhüberzügen in verschiedenen Größen
- Einstellbare Universalpassform
- Leicht zu reinigen, mit einem niedrigen Profil
- An der Wand oder an der Tür montierbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Abmessungen: 152 x 762 x 76 mm (B x H x T)