


PCR 96-Well TW-MT-Platte, frosted, barcoded

Low Profile, Sub Skirt, Eckschnitt A1, Laser mark
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 200 Stück

Artikel-Nr.: 712268X | Biozym

977,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: A1

Eigenschaften: laser marked, mit Barcode

Farbe: frosted

Format: sub semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 200 Stück

Volumen: 0.1 ml