

Alexa Fluor® 647 anti-IRF4

Rat IgG1, kappa
IRF4.3E4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B646408 | BioLegend | Herstellernummer: 646408

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: IRF4.3E4

Format: A647

Isotype: kappa, Rat IgG1

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 647 anti-IRF4

Clone: IRF4.3E4

Isotype: Rat IgG1, kappa

Other_Names: Interferon regulatory factor 4

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse, Human

Format: A647

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10250>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>